

ミルクポン[®] (1^w/v%)

使用濃度		希釈倍数	全量1L調製	
			ミルクポン(1 ^w /v%)必要量	希釈水
0.0125%	(125ppm)	80倍	12.5mL	987.5mL
0.02%	(200ppm)	50倍	20mL	980mL
0.05%	(500ppm)	20倍	50mL	950mL
0.1%	(1000ppm)	10倍	100mL	900mL
1%	(10000ppm)	1倍(原液)	1000mL	(希釈しない)

・熱湯での希釈はさけてください。〔詳細は【用法及び用量に関する注意】参照〕

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量	濃度
哺乳びん・乳首の殺菌消毒	哺乳びん・乳首を洗った後、本品の80倍液に1時間以上浸す。	0.0125%
医療器具の消毒、器具・物品などの消毒	本品の20～50倍に数分間浸すか、清拭する。	0.02～0.05%
室内・便所・浴室の消毒	本品の20～50倍液で清拭する。	0.02～0.05%
排泄物の消毒	本品の1～10倍液を用いる。	0.1～1%

【用法及び用量に関する注意】

- ・定められた用法・用量を厳守してください。(排泄物の消毒時以外は、原液での使用をさけてください。また、熱湯での希釈はさけてください。)
- ・調製後、ミルクポン溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。