

開封日 年 月 日

500mL

日本薬局方

精製水

Purified Water

発売元

Ⓡ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

精製水

500mL



キャップ：PP
ボトル：PE

2015年3月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877131
許可番号	21A2X00016
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年3月

貯法：(1)直射日光を避けること。
(2)なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管すること。
(3)他の容器に入れかえないこと。

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1mL中 日局精製水1mL 含有。
本品はイオン交換法により精製し、RO膜、UF膜を通した水で、除菌ろ過はしているが、加熱滅菌はしていない。

2.性状

本品は無色透明の液で、においはない。

●効能・効果 ●用法・用量

溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。医療器具の洗浄に用いる。

●その他の用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。
(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

●使用上の注意

適用上の注意

- (1)注射剤の調製には用いないこと。
- (2)液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。
- (3)一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。
- (4)開封後はなるべく速やかに使用すること。
- (5)容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。
- (6)ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

製造番号

使用期限

〈調剤包装単位用〉



(01)04987211276409

〈販売包装単位用〉



(01)14987211176409

500mL

精製水

500mL


 キャップ：PP
 ボトル：PE

GS1-RSS



JAN



日本薬局方

精製水

Purified Water

発売元

Ⓡ 丸石製薬株式会社
 大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社
 岐阜県羽島市江吉良町1593

2012年4月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	877131
許可番号	21A2X00016
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年3月

貯 法：(1)直射日光を避けること。
 (2)なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管すること。
 (3)他の容器に入れかえないこと。
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1mL中 日局精製水1mL 含有。
 本品はイオン交換法により精製し、RO膜、UF膜を通した水で、除菌ろ過はしているが、加熱滅菌はしていない。

2.性状

本品は無色透明の液で、においはない。

●効能・効果 ●用法・用量

溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。医療器具の洗浄に用いる。

●その他の用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。
 (コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

●使用上の注意

適用上の注意

- (1)注射剤の調製には用いないこと。
- (2)液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。
- (3)一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。
- (4)開封後はなるべく速やかに使用すること。
- (5)容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染または混濁することがあるので注意すること。また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。
- (6)ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

製造番号

使用期限